

A large, futuristic space station with a complex, layered, spherical design is the central focus. It is set against a vibrant cosmic background featuring a blue and purple nebula, a bright star, and several planets, including one with prominent rings in the lower right. The station has a metallic, textured appearance with various protrusions and recessed areas.

axiomX3[®]

BEYOND FRONTIERS

Anthogyr
A Straumann Group Brand

axiomX3[®]

앤서지의 신제품인 Axiom X3로
임플란트 치료에 대한 새로운 도전과
환자의 요구사항을 모두 충족시킬 수
있습니다.

앤서지 Axiom X3는 임플란트 치료에서
가장 중요한 환경인 치조골을 보존하면서,
다양한 임상 상황에 종합적으로 대응할
수 있는 솔루션입니다.

Axiom X3는 치료 프로세스를 단순화 한
임플란트 시스템으로 다양한 적응증에
맞는 프로토콜을 제공하며, 특히 즉시
식립에도 적합하여 임상에서 다양한
이점을 경험하실 수 있습니다.

귀하가 직면하는 임상적 어려움에 Axiom X3
임플란트는 효과적인 대응과 경계를 뛰어
넘는 새로운 경험을 제공할 것입니다.



**DISCOVER
A NEW KIND
OF IMPLANT
SOLUTION...**

Anthogyr
A Straumann Group Brand

01 뛰어난 고정력

Axiom® X3 임플란트의 디자인은 모든 본 타입에 적용 가능하며, 뛰어난 고정력을 제공하는 것이 특징입니다.

- 심플한 프로토콜로 식립 가능
- Soft bone에서 안정성을 더해주는 유연한 드릴링 프로토콜
- 즉시 임플란트 식립에 적합

ENTER NEW WORLDS

02 치조골 보존

Natural bone의 불필요한 삭제를 줄이고, Hard bone에서도 안정적이고 효율적인 수술이 가능합니다.


- Axiom® X3 임플란트 식립 시 기존 임플란트 프로토콜 대비 52%의 치조골 보존*
- 침습을 최소화하는 유연한 드릴링 프로토콜로, 드릴 프로세스를 줄이고 탭핑 없이 시술

*In soft bone average of 52% of bone preserved compared to Axiom® REG protocol - internal test

03 안정적인 식립

디자인적 이점으로 어떤 부위든 안정적으로 식립 가능합니다.

- 원하는 Path로 최적의 식립
- 다이내믹 Engagement와 최적화된 안정성을 위해 디자인된 임플란트로, 즉각적인 치료를 포함한 모든 상황에 적합



axiomx3®

BEYOND FRONTIERS

슬림한 나사산

효율적인 임플란트 식립 가능

다양한 나사산 길이

치조골 보존에 용이
편하게 삽입 가능
측방 가이드 역할

3방향 커팅 플루트

임플란트 전체에 걸친 3방향 커팅 플루트로,
삽입 및 고정력 상승

슬림해진 Apex

슬림해진 Apex로 임플란트 베드에
효과적인 고정 가능

특히 받은

Bone Care Design
(#EP3763321B1 - EP376330B1)



단일 코니컬 커넥션

Axiom® Bone Level 임플란트 모두
Ø2.7mm 직경의 단일 커넥션

줄어든 넥 부분 직경

Cortical bone 자극 최소화

테이퍼 형태의 프로파일

Soft bone에도 최적화된 안정성


완만한 Apex

Sinus membrane 보호

04 통합된 Axiom® 임플란트 제품군

효과적인 임플란트 수술을 위해 설계된 Axiom® 임플란트 제품군을 경험해 보세요.

- 모든 제품군에 단일 코니컬 커넥션
- X3, PX, REG 등 모든 임플란트에 동일하게 사용 가능한 수술 키트
- 디지털 워크플로우 적용 가능



05 환자의 니즈 충족

환자의 요구 사항을 충족하고 임상 상황에 관계없이 최신 치료 옵션을 제공합니다.

- 체어타임 감소, 최소 침습 프로토콜, 즉시 치료에 적합
- 다양한 적응증에 적용 가능하도록 설계

MORE THAN AN IMPLANT A NEW UNIVERSE



axiomX3[®]

BEYOND FRONTIERS

X3 임플란트
더 알아보기



anthogyr.com

Anthogyr
A Straumann Group Brand